


An aerial photograph of a coastal town, La Baule, France. The image shows a wide, sandy beach curving along a bay with clear, turquoise water. Numerous small boats are anchored in the bay. In the background, a dense line of buildings follows the coast, with a small peninsula visible further out. In the foreground, several large, white, multi-story buildings with dark, steeply pitched roofs and dormer windows are visible, surrounded by lush green trees. The sky is a clear, bright blue.

Cotation : angioplasties aorto-iliaques

Archiv

La Baule

Octobre 2018

Questionnaire

Réponses : 8 Archivistes

L.Destrieux

L.Azema

P.Nicolini

J.B.Bocquel

M.Pecher

M.Ferdani

P.Chatelard

S.Fukui

Cas 1

EDAF 003 (8/8)

J et K (OPTAM CO)

Code association : 1

YYYY 200 ou 300


Second coté :

EDAF 003 (8/8)

J et K (OPTAM CO)

Code association : 2 (50 %) 1 archiviste

3 (75 %) 6 archiviste



LISTE DES ACTES ET DES PRESTATIONS

Livres I et III modifiés par les Décisions UNCAM suivantes

Livres I et III – 24 mai 2018

1. Règle générale :

L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50% de sa valeur.

Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.


Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

2. Dérogations :

- a) Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif hors modificateurs est le moins élevé, est tarifé à 75 % de sa valeur.

Merci Christophe Marchand !

Cas 1



Cas 1

EDAF 003

J et K (OPTAM CO)

Code association : 1

YYYY 200 ou 300

Second coté :

EDAF 003

J et K (OPTAM CO)


Code association : 2 (50 %) ou 3 (75 %) ?

YYYY 200 ou 300

Cross Over

DGQH001 (artério globale de l'aorte et
de ses branches) : 0

YYYY200 ou 300



Cas 2

EEAF 002 (5) jamais (2) EEAF 004 (1)

J et K (OPTAM CO)

Code association : 1

YYYY 200 ou 300

Second coté :

EDAF 003

J et K (OPTAM CO)

Code association : 3 (75 %) (5)


2(50%) (1) pas justifié ! Car membre et
tronc

YYYY 200 ou 300

Cross Over

DGQH001 (artério globale de l'aorte et
de ses branches) : 0

YYYY200 ou 300



Cas 3 (exagéré ???)

EEAF 006 (1)

J et K (OPTAM CO)

Code association : 1

YYYY 270 ou 300

EEAF 002

J et K (OPTAM CO)


Code association : 2 (50 %) ou 3 (75 %) ?

YYYY 270 ou 300

Cross Over

DGQH001 (artério globale de l'aorte et
de ses branches) : 0

YYYY200 ou 300



Cas 3 (raisonnable)

EEAF 006 (4)

J et K (OPTAM CO)


Code association : 1

YYYY 270 ou 300

Cross Over

DGQH001 (artério globale de l'aorte et
de ses branches) : 0

YYYY200 ou 300



Cas 4

EEAF 006

J et K (OPTAM CO)

Code association : 1

YYYY 200 ou 300

Second coté :

EDAF 003 ou EDAF 002

J et K (OPTAM CO)


Code association : 3 (75 %)

YYYY 200 ou 300

Cross Over

DGQH001 (artério globale de l'aorte et
de ses branches) : 0

YYYY200 ou 300



Cas 5

EDAF 006

J et K (OPTAM CO)

Code association : 1

YYYY 200 ou 300

EDAF 003 (EEF 002 ?)

J et K (OPTAM CO)

Code association : 2 (50 %)


YYYY 200 ou 300

Cross Over

DGQH001 (artério globale de l'aorte et
de ses branches) : 0

YYYY200 ou 300

Ou EDQH005 (???)



Cas 6

DGLF005 (DGPFO02 uniquement)

J et K (OPTAM CO)

Code association : 1

YYYY 200 ou 300

EDLF005 J et K (OPTAM CO)

Code association : 2 (50 %) ou 3 (75 %) ?

YYYY 200 ou 300


EDLF005 J et K (OPTAM CO)

Code association : 0

YYYY 200 ou 300

Cross Over

EDQH005 ??? (artério globale de
l'aorte et de ses branches) : 0



Guidage échographique

YYYY028 (EDQM001)

Code association 5

➤ Deux actes sont réalisés à des moments différents et discontinus de la même journée :
Le code association est « 1 » pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et « 5 » pour l'autre acte, dont le tarif est à taux plein.

CR séparé

Geste opératoire

Repérage de l'axe artériel à l'aide d'une sonde d'échographie 7 MHz montée dans une gaine stérile

Analyse de la paroi vasculaire sur son versant intraluminal avec recherche de zones athéromateuses, de calcifications et de bourgeons sur le mur postérieur en Mode 2D.

Analyse du flux en mode couleur et en mode Doppler.

Choix d'une zone d'entrée dans l'artère.

Ponction sous échographie en visionnant l'entrée de l'aiguille biseau orienté vers l'avant en positionnant cette dernière dans le centre de la lumière artérielle.

Introduction du guide métallique dans l'aiguille.

Contrôle de la progression du guide dans l'artère sur les 5 premiers cm.

Durée : 10 mn

OPTAM CO

